



The CE mark is valid only if it is also printed on the product label.

Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a licensed physician.

Devices labeled for single use are intended to be used once only, for a single patient, because they may not perform as intended if they are reused. Reuse may lead to failure of the device to perform as intended.

Do not use if package is damaged.

The presence of this symbol on the product label indicates that the material used for the manufacture of this specific medical device contains Di(2-ethylhexyl) phthalate ("DEHP").

MR SAFETY INFORMATION

Location of Use	MR Safety Information
Within the USA	The CarboJet® System has not been tested for safety and compatibility in the MR environment (it has not been tested for heating, migration, or image artifact in the MR environment).
Outside the USA	The CarboJet® System has been evaluated for safety and compatibility in the MR environment and determined to present a low risk for heating, migration, and image artifact.

INDICATIONS FOR USE
The CarboJet System is indicated for the removal of fluid and particulate debris from bone surfaces for site preparation in orthopedic surgery. Irrigated, sculpted surfaces may be optimized to receive bone cement applied for fixative procedures. CarboJet cleaning is recommended immediately prior to the introduction of bone cement.

PROCEDURES FOR USE: PRIOR TO SURGERY
1. There are several types of outlet fittings used on CO₂ supply cylinders/systems. It is essential to check that the pressure regulator supplied with your CarboJet System is equipped with the corresponding inlet fitting. Kinamed provides the pressure regulator with various types of inlet fittings. Please contact Kinamed Customer Service or your sales representative if you need assistance matching the regulator to the CO₂ source.

2. The CarboJet pressure regulator should be inspected for damage, dirt, dust, oil, or grease. Remove dust or dirt with a clean cloth. Do not attempt to clean the regulator with solvents. If damage is found, return the regulator for repair. As described in Step 1 above, the regulator is used outside of the sterile field and should not be sterilized. The warranty label is affixed to the pressure regulator shows the recommended replacement date. Contact Kinamed Customer Service when the pressure regulator is approaching or reaches the end of its warranty period to discuss replacement options.

3. Secure the CO₂ cylinder to a wall, post, or an appropriate cart so that it can not tip or fall. CAREFULLY open the cylinder valve when the pressure regulator is very small amount for only an instant. Then close the valve quickly to blow out any foreign matter in the valve port.

4. Install the pressure regulator to the CO₂ cylinder/source making sure it is securely fitted. Some regulators come fitted with the appropriate washer. Make sure any required washer is placed before connecting the CO₂ source. Carefully open the cylinder valve and check for audible leaks. When using a CO₂ cylinder tank, check the gauge on the regulator to assess tank pressure. The CarboJet regulators provide measuring functions, as summarized in the table below.

Part Number	Description	Measurement	Degree of precision
25-200-0100	CO ₂ Pressure Regulator with CGA 320 Tank Connector	CO ₂ tank pressure in pounds per square inch (psi) or kilopascals (kPa)	±50 psi or ±345 kPa
25-200-0110	CO ₂ Pressure Regulator with CGA 940 Connector		
25-200-0120	CO ₂ Pressure Regulator with 27mm Connector (Italy)		
25-200-0130	CO ₂ Pressure Regulator with DIN 6 Connector		
25-200-0140	CO ₂ Pressure Regulator with DIN477 FA9 Connector		

Regular delivery pressure to the CarboJet System is factory set to 50 psi (345 kPa). The hospital's Biomedical Engineering department should routinely check the regulator's outlet pressure in accordance with maintenance intervals for similar types of equipment.

5. **VERY IMPORTANT:** After the surgery is completed, be sure to close the cylinder valve completely prior to removal of the regulator from the cylinder.

6. Sterilize the instrument set including the handpiece and all non-disposable nozzles in the CarboJet Sterilization Tray per recommended procedures (see below).

DURING SURGERY

7. Open the pouch containing the sterile tube set and deliver the contents to the sterile field. Using the white quick disconnect fittings at each end of the tube set, connect the female end of the tube set to the handpiece and then pass the male end of the tube set out of the sterile field. Connect the tube set to the CarboJet system. Turn on the CarboJet system and attach the handpiece to the tube set. Turn on the CarboJet system.

8. If sterile disposable nozzles are used, open the pouch containing the sterile nozzle and deliver the contents to the sterile field. Select a nozzle and attach it to the nose of the handpiece via the quick disconnect fitting. Push the nozzle into the fitting until it clicks in place.

9. If using the intramedullary nozzle, first ensure that the stainless steel suction tube is properly assembled on the nozzle and the "Y" tube of the tube set is securely supported on the O-rings at the fitting end of the nozzle. Once the nozzle assembly is complete and the tube set is connected to the handpiece, attach the nozzle to the handpiece.

10. Open the nozzle tip. If this is the first time using the nozzle tip, direct the tip of the nozzle to the prepared bone surface and depress the trigger. Move the nozzle tip away from the sterile field, and then pass the nozzle tip through the corresponding fitting on the handpiece.

11. **VERY IMPORTANT:** With the nozzle tip pointing away from the sterile field, start the gas flow by depressing the trigger on the handpiece for a minimum of five (5) seconds. This step clears the air from the lines and provides a convenient check of all fitting connections.

12. Standard orthopedic surgical procedures are followed for site preparation. Following mechanical shaping and sculpting of the bone bed, saline lavage and suction should be used for initial cleaning of debris and fluids.

13. CarboJet cleaning is recommended as the final step prior to introduction of the bone cement. For most sites, 20 to 30 seconds of CarboJet cleaning is sufficient to remove the debris and liquids. Hold a sponge or towel just ahead of the nozzle tip and gently wash the bone surface with the CarboJet system.

14. **NOTE:** For bone use, the coaxial suction tube must be in place with a suction pump operating at all times for safe and effective cleaning. Long bone cleaning is most effective when working from distal to proximal, as follows: After clearing the tip Step 11 above, insert the nozzle tip into the prepared canal. The nozzle may be rotated back and forth to ensure thorough cleaning.

15. Following CarboJet use, close the valve on the CO₂ tank and purge the CarboJet System by depressing the handpiece trigger. Disconnect the tubing from the regulator and handpiece. Discard the tube set and any disposable nozzles; tube sets and disposable nozzles cannot be re-sterilized and are not re-usable.

MATERIALS

The CarboJet handpiece is made from aluminum alloy with stainless steel components. The tube sets are made from PVC tubing with connectors and components made from vinyl, polycarbonate, Delrin acetate, Buna-N, and stainless steel. The pressure regulator is made from stainless steel and chrome plated brass components. Additional material information is available from the company upon request.

CLEANING & STERILIZATION

All hardware components are fully immersible for cleaning with the exception of the regulator and sterile packaged components. The CarboJet handpiece is made from anodized aluminum alloy. **ENSURE THAT ALL CLEANING AGENTS USED ARE COMPATIBLE WITH THIS MATERIAL.** Re-useable nozzles should be removed from the handpiece for cleaning and the Y tube should be removed from its nozzle. No other disassembly is required or recommended.

16. **NOTE:** For bone use, the coaxial suction tube must be in place with a suction pump operating at all times for safe and effective cleaning. Long bone cleaning is most effective when working from distal to proximal, as follows: After clearing the tip Step 11 above, insert the nozzle tip into the prepared canal. The nozzle may be rotated back and forth to ensure thorough cleaning.

17. The tube sets and nozzles (the status of sterility clearly marked on individual label) have been sterilized by gamma radiation and are sterile unless the pouches have been damaged or opened. The handpiece and re-usable nozzles are provided non-sterile and should be autoclaved per the following validated procedures:

Method	Cycle type	Sterilization temperature	Exposure or Dwell time ^a	Dry time
Steam Autoclave ¹	Pre-vacuum	132°C (273°F) minimum	8 minutes	30 minutes
Autoclave ¹ Double Wrapped ²	Pre-vacuum	134°C (273°F) minimum	6 minutes	30 minutes
Autoclave ¹ Double Wrapped ²	Pre-vacuum	134°C (273°F) minimum	6 minutes	30 minutes

^aThis pre-vacuum sterilization cycle is not considered by the United States Food and Drug Administration (US FDA) to be a standard sterilization cycle. Users should only use sterilizers and accessories (such as sterilization wraps, sterilization pouches, chemical indicators, biological indicators, and sterilization containers) that have been cleared by the US FDA for the selected sterilization cycle specifications (time and temperature).

¹Validated with KimGuard® KC600. (Validated to the following standards: ANSI/AAMI/ISO 17665-1:2006 and ANSI/AAMI ST79-2010.)

²This represents the total exposure/dwell time only and not the total cycle time.

CONTRAINdications

Patients with significant pre-existing cardiopulmonary disorders, including for example a patent foramen ovale (PFO), or who are ASA (American Society of Anesthesiology) Class III or higher, may require careful monitoring by the anesthesiologist during CarboJet use to forestall any unanticipated cardiovascular changes associated with the application of the CO₂.

WARNINGS

1. Only Medical Grade CO₂ gas may be used with the CarboJet device. Use of other gas may result in gas embolism, serious injury, or death.

2. Atmospheric air must be cleared from system prior to use. See instruction #11, above.

3. Only Kinamed CarboJet tube sets may be used to connect the CO₂ source with the CarboJet handpiece.

4. Ensure the cylinder pressure to the tube set does not exceed 50 PSI (345 kPa or 3.45 BAR).

5. The CarboJet pressure regulator contains chemicals including lead, known to be the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

6. Avoid placing the tip of the CarboJet nozzle into or in close proximity to a venous sinus.



German KINAMED® CarboJet® CO₂-Knochenlavagesystem Gebrauchsanweisung

Autorisierte Vertretung in Europa: MediMark® Europe Sarl, 11, rue Emile Zola, BP 2332, F-38033 Grenoble Cedex 2, France Tel +33 (0) 4 76 86 43 22 Fax +33 (0) 4 76 17 19 82

ACHTUNG

US-Gesetzen zufolge darf dieses Gerät nur an Ärzte mit einer Zulassung zur Ausübung des ärztlichen Berufs oder auf Anweisung eines solchen Arztes verkauft werden.

Geräte, die nur zum Einmalgebrauch dienen, sind nur zur Benutzung ein mal, für einen einzigen Patienten vorgesehen, da sie bei einer Wiederverwendung möglicherweise nicht richtig funktionieren. Eine Wiederverwendung kann dazu führen, dass der Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert.

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Die Anwesenheit dieses Symbols auf der Produktetikette zeigt an, dass das Material, das zur Herstellung dieses speziellen medizinischen Gerätes verwendet wurde, Di(2-ethylhexyl) phthalat ("DEHP") enthält.

CAUTION

The CE mark is valid only if it is also printed on the product label.

Devices labeled for single use are intended to be used once only, for a single patient, because they may not perform as intended if they are reused. Reuse may lead to failure of the device to perform as intended.

Do not use if package is damaged.

The presence of this symbol on the product label indicates that the material used for the manufacture of this specific medical device contains Di(2-ethylhexyl) phthalate ("DEHP").

MR SAFETY INFORMATION

Location of Use	MR Safety Information
Within the USA	The CarboJet® System has not been tested for safety and compatibility in the MR environment (it has not been tested for heating, migration, or image artifact in the MR environment).
Outside the USA	The CarboJet® System has been evaluated for safety and compatibility in the MR environment and determined to present a low risk for heating, migration, and image artifact.

INDICATIONS FOR USE

The CarboJet System is indicated for the removal of fluid and particulate debris from bone surfaces for site preparation in orthopedic surgery. Irrigated, sculpted surfaces may be optimized to receive bone cement applied for fixative procedures. CarboJet cleaning is recommended immediately prior to the introduction of bone cement.

PROCEDURES FOR USE: PRIOR TO SURGERY
1. There are several types of outlet fittings used on CO₂ supply cylinders/systems. It is essential to check that the pressure regulator supplied with your CarboJet System is equipped with the corresponding inlet fitting. Kinamed provides the pressure regulator with various types of inlet fittings. Please contact Kinamed Customer Service or your sales representative if you need assistance matching the regulator to the CO₂ source.

2. The CarboJet pressure regulator should be inspected for damage, dirt, dust, oil, or grease. Remove dust or dirt with a clean cloth. Do not attempt to clean the regulator with solvents. If damage is found, return the regulator for repair. As described in Step 1 above, the regulator is used outside of the sterile field and should not be sterilized. The warranty label is affixed to the pressure regulator shows the recommended replacement date. Contact Kinamed Customer Service when the pressure regulator is approaching or reaches the end of its warranty period to discuss replacement options.

3. Secure the CO₂ cylinder to a wall, post, or an appropriate cart so that it can not tip or fall. CAREFULLY open the cylinder valve when the pressure regulator is very small amount for only an instant. Then close the valve quickly to blow out any foreign matter in the valve port.

4. Install the pressure regulator to the CO₂ cylinder/source making sure it is securely fitted. Some regulators come fitted with the appropriate washer. Make sure any required washer is placed before connecting the CO₂ source. Carefully open the cylinder valve and check for audible leaks. When using a CO₂ cylinder tank, check the gauge on the regulator to assess tank pressure. The CarboJet regulators provide measuring functions, as summarized in the table below.

Part Number	Description	Measurement	Degree of precision
25-200-0100	CO ₂ Pressure Regulator with CGA 320 Tank Connector	CO ₂ tank pressure in pounds per square inch (psi) or kilopascals (kPa)	±50 psi or ±345 kPa
25-200-0110	CO ₂ Pressure Regulator with CGA 940 Connector		
25-200-0120	CO ₂ Pressure Regulator with 27		



Spanish
KINAMED® Sistema de lavado del hueso con CO₂ CarboJet®
Instrucciones de uso

Representante europeo autorizado: MedMark® Europe Srl.
11, rue Emile Zola, BP 2332, F-38033 Grenoble Cedex 2, France
Tel +33 (0) 4 76 63 42 22 Fax +33 (0) 4 76 17 19 82

PRECAUCIÓN

⚠ La Ley Federal (USA) restringe la venta de este producto a, o bajo la indicación de un médico.

⚠ Los dispositivos marcados para uso único pueden utilizarse solo una vez, en un solo paciente porque, si se reutilizan, su rendimiento podría no ser el previsto. Si se reutiliza, el dispositivo podría fallar y su rendimiento podría no ser el previsto.

⚠ No utilizar si el paquete está dañado.

⚠ Este símbolo en la etiqueta del producto indica que el material empleado en la fabricación de este dispositivo médico específico contiene di(2-ethylhexil) fumarato, "DEHP".

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA RM

Lugar de uso	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA RM
Dentro de los EE.UU.	No se ha probado la seguridad y compatibilidad del sistema CarboJet® en el entorno de RM (no se ha probado en cuanto a calentamiento, migración o imágenes fantasma en el entorno de RM).
Fuera de los EE.UU.	El sistema CarboJet® ha sido evaluado en cuanto a seguridad y compatibilidad en el entorno de RM y se determinó que presenta un bajo riesgo de calentamiento, migración e imágenes fantasma.

INDICACIONES DE USO
El Sistema CarboJet® está indicado para la extracción de restos de líquidos y partículas de las superficies de huesos, para la preparación del sitio en cirugía ortopédica. Las superficies irrigadas y esculpidas pueden optimizarse para recibir cemento óseo aplicado para procedimientos de fijación. Se recomienda la limpieza con CarboJet inmediatamente antes de la aplicación del cemento óseo. El uso de tubos y boquillas desechables CarboJet están indicados para un solo uso. No intente volver a esterilizar y reusar el conjunto del tubo del CarboJet, ya que esto podría dañar el sistema de filtración y presentar un peligro significativo al paciente.

PROCEDIMIENTOS DE USO:

ANTES DE LA CIRUGÍA

- Se utilizan varios tipos de ajustes de seta con los cilindros / sistemas de suministro de CO₂. Es fundamental que se verifique que el regulador de presión apropiado con su cilindro CarboJet esté conectado con el ajuste de suministro de CO₂. Ofrece una variedad de tipos de reguladores de presión para cada tipo de sistema de suministro. Por favor consulte con el Servicio de atención al cliente o con su representante de ventas de KINAMED si necesita asistencia para la instalación del regulador a la fuente de CO₂.
- Debe instalar el regulador de presión de CarboJet en buses de gas, succión, polvo, aceite o grasa. Retire el polvo y la suciedad del regulador de presión para evitar que el regulador se atasque.
- La etiqueta de garantía que está adherida a los reguladores de presión muestra la fecha de reemplazo recomendada. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Kinamed cuando el regulador de presión esté cerca de alcanzar o alcance el final de su período de garantía para hablar sobre opciones de reemplazo.
- Si el cilindro de CO₂ no tiene el diámetro apropiado de modo que no se pueda inclinar o caer. CON CUIDADO abra apretando la válvula del cilindro y solo por un instante. Luego clíave la válvula rápidamente para soplar hacia afuera cualquier sustancia extra que se encuentre en el centro de la válvula.
- Instale el regulador de presión en el cilindro de CO₂, asegurándose de que esté firmemente instalado. Algunos reguladores vienen equipados con la arandela adecuada. Asegúrese de que cualquier arandela necesaria esté en su lugar antes de realizar la conexión a la fuente de CO₂. Abra con cuidado la válvula del cilindro y compruebe si hay fugas audibles. Un tanque de gas CO₂ comprime el manómetro del regulador para medir la presión del tanque. Los reguladores CarboJet proporcionan funciones de medición, que se resumen en la tabla a continuación:

Número de pieza	Descripción	Medición	Grado de precisión
25-200-0100	Regulador de presión de CO ₂ con conector CGA 320	Presión del tanque de CO ₂ en litros por pulgada cuadrada (psi) o kilopascales (kPa)	±50 psi o ±345 kPa
25-200-0101	Regulador de presión de CO ₂ con conector CGA 940		
25-200-0120	Regulador de presión de CO ₂ con conector 27 mm DIN		
25-200-0130	Regulador de presión de CO ₂ con conector DIN 8		
25-200-0140	Regulador de presión de CO ₂ con conector DIN/77 FA9		

El manómetro lee solamente la presión del tanque. La presión de suministro al Sistema CarboJet está predeterminada de fábrica a 50 psi (345 kPa). El departamento de Ingeniería biomédica del hospital debe confirmar la presión de salida del regulador de forma rutinaria según los intervalos de mantenimiento para equipos similares.

- MUY IMPORTANTE:** Luego de la cirugía asegúrese de cerrar la válvula del cilindro completamente antes de remover el regulador del cilindro.
- Esterilice con vapor el juego de instrumentos, que incluye la pieza de mano y todas las boquillas desechables en la bandeja de esterilización CarboJet siguiendo los procedimientos recomendados (véase más adelante).

DURANTE LA CIRUGÍA

- Abra el envoltorio que contiene el juego de tubos estériles y coloque el contenido en el campo estéril. Utilice los accesorios de desconexión rápida blandos al final de cada extremo del conjunto de tubo, conecte el extremo inferior del conjunto de tubo a la pieza de mano y después pase el extremo macho del conjunto de tubo de la pieza de mano y conectelo al regulador de presión. Solo hay que conectar la boquilla que lleva un conector que sea compatible con los accesorios de desconexión rápida "diseño 'd'".
- Se utilizan boquillas desechables estériles; abra la bolsa que contiene las boquillas estériles y extraiga el contenido en el campo estéril. Elija una boquilla y ajustela a la punta de la pieza que contiene las boquillas desechables y extraiga el contenido dentro del envoltorio hasta que haga clic en su lugar.
- Si utiliza la boquilla intramural, primero asegúrese de que el tubo de succión de acero inoxidable esté montado adecuadamente en la boquilla y el extremo "Y" del tubo esté sostenido de forma segura sobre las juntas tóricas en el extremo del ajuste de la boquilla. Una vez completado el montaje de la boquilla, y que ésta esté ajustada a la pieza manual, conecte un tubo de succión estérilmente a la boquilla y el extremo de succión de acero de la boquilla. Conecte el extremo opuesto del tubo de succión a la bomba de succión y conecte la boquilla en su posición. En el caso de las juntas tóricas, se recomienda que las juntas tóricas anteriores de uso y sustitución estos se estén agrietadas, si no estén rotundas o muestran puntos planos.
- Abra la válvula del tanque de CO₂. Si se oye cualquier sonido de succión, compruebe para asegurarse de que la arandela adecuada alrededor de la superficie ósea preparada y prese el disparador. Mueva la punta de la boquilla según sea necesario para limpiar el hueso de grasa, restos y líquidos. Sostenga una esponja o toalla justo frente y sobre la punta de la boquilla para juntar las partículas del chorro de gas dispersadas. Las boquillas pueden cambiarse según sea necesario durante la cirugía sin desconectar la pieza de mano.
- NOTA:** No se use en huesos largos, deban cortar los tubos de succión coaxial y la bomba de succión operativa en todo momento para una limpieza eficaz y segura. La limpieza de huesos largos es más eficaz cuando se trabaja de distal a proximal, como sigue: después de limpiar la parte media como se indica en el punto 11, inserte la boquilla del hueso largo dentro del fémur preparado, con la bomba de succión funcionando, luego presione el disparador del CarboJet. Con el disparador presionado, mire lentamente la boquilla en forma proximal para limpiar el canal preparado. La boquilla puede rotarse para asegurar una limpieza completa.
- Tras el uso del CarboJet, ciérre la válvula del depósito de CO₂ y purgue el sistema CarboJet pulsando el gatillo de la pieza de mano. Desconecte los tubos del regulador y de la pieza de mano. Deseche el juego de tubos usado y cualquier boquilla desechable; los jugos de tubos y las boquillas desechables no se pueden reestimar ni reutilizar.

MATERIALES
Todos los componentes del equipo pueden sumergirse completamente para su limpieza, excepto el regulador y los componentes estériles desechables. La pieza de mano CarboJet está hecha de aleación de aluminio anodizado. ASEGÜRESE DE QUE TODOS LOS AGENTES DE LIMPIEZA UTILIZADOS SEAN COMPATIBLES CON ESTE MATERIAL. Las boquillas reutilizables deben retrasar de la pieza de mano para su limpieza y el tubo y debe descomprimirse de su boquilla. No es necesario el recomendado ningún desmontaje adicional.

- Sumerja los componentes no estériles en Klenzyme® o en un producto equivalente durante dos minutos, y enjuague bien bajo un chorro de agua corriente. Minimice el Manuklenz® o equivalente, usando un cepillo de cerdas suaves Enjuague completamente bajo agua corriente. Compruebe que los componentes estériles limpian y funcionan correctamente antes de esterilizarlos, y que el uso anterior de usos en quirófano. Los juegos de tubos y las boquillas seleccionadas (estaño esterilizado claramente marcado en la etiqueta individual) se han esterilizado mediante radiación gamma y son estériles a menos que las boquillas estén dañadas o abiertas. La pieza de mano y las boquillas reutilizables se suministran no esterilizadas en autoclave siguiendo los procedimientos validados descritos a continuación:

Método	Tipo de ciclo	Temperatura de esterilización	Tiempo de espera o exposición*	Tiempo de secado
Autoclave de vapor*	Precavo	132°C, (270°F) mínimo	8 minutos	30 minutos
Doble envoltura*	Precavo	134°C, (275°F) mínimo	6 minutos	30 minutos

*La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos no considera este ciclo de esterilización mediante vapor ni preaviso un ciclo de esterilización estéril. Los usuarios solo deben usar esterilizadoras y accesorios (como envolturas y bolsas de esterilización, indicadores químicos y biológicos y contenedores de esterilización) aprobados por la FDA estandarizada para las especificaciones (de tiempo y temperatura) del ciclo de esterilización en cuestión.

**Validado con KimGuard® KC0200. Validado según las siguientes estándares: ANSI/AAMI/ISO 17665-1:2006 y ANSI/AAMI ST79-2010.

Este representa solamente el tiempo de exposición/respuesta, no representa el tiempo total del ciclo.

CONTRAINdicaciones

Los pacientes con enfermedades cardíacas preexistentes importantes, incluyendo por ejemplo formas de el síndrome de Marfan, la clase III o superior de la ASA (American Society of Anesthesiology), tal vez requieren una supervisión minuciosa por parte del anestesiólogo mientras se usa el CarboJet para prevenir cualquier cambio cardiovascular imprevisto asociado a la aplicación de CO₂.

ADVERTENcIAS

1. Solo se puede utilizar gas CO₂ de calidad médica con el dispositivo CarboJet. El uso de otro gas puede producir embolia gaseosa, lesiones graves o resultar incluso mortal.

2. El uso atmosférico deberá ser evitado del sistema antes del uso. Véase el peso del artículo.

3. Solo se deben utilizar las boquillas del tubo de KINAMED CarboJet para conectar la fuente de CO₂ con la pieza manual del CarboJet.

4. Asegúrese de que la presión de entrada de CO₂ hacia el conjunto del tubo no supere los 50 PSI (345 kPa) o 3.45 BAR.

5. El regulador de presión CarboJet contiene óxido, incluido plomo, que el estudio de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

6. Evite colocar la punta de la boquilla del CarboJet en un seno venoso o cerca de él.



Japanese KINAMED® CarboJet® CO₂ 骨洗浄システム 使用説明書

ヨーロッパ認可代理店: MedMark® Europe Srl.
11, rue Emile Zola, BP 2332, F-38033 Grenoble Cedex 2, France
電話 +33 (0) 4 76 63 42 22 Fax +33 (0) 4 76 17 19 82

PRECAUCIÓN

⚠ La Ley Federal (USA) restringe la venta de este producto a, o bajo la indicación de un médico.

⚠ Los dispositivos marcados para uso único pueden utilizarse solo una vez, en un solo paciente porque, si se reutilizan, su rendimiento podría no ser el previsto. Si se reutiliza, el dispositivo podría fallar y su rendimiento podría no ser el previsto.

⚠ No utilizar si el paquete está dañado.

⚠ Este símbolo en la etiqueta del producto indica que el material empleado en la fabricación de este dispositivo médico específico contiene di(2-ethylhexil) fumarato, "DEHP".

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA RM

Lugar de uso	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA RM
Dentro de los EE.UU.	No se ha probado la seguridad y compatibilidad del sistema CarboJet® en el entorno de RM (no se ha probado en cuanto a calentamiento, migración o imágenes fantasma en el entorno de RM).
Fuera de los EE.UU.	El sistema CarboJet® ha sido evaluado en cuanto a seguridad y compatibilidad en el entorno de RM y se determinó que presenta un bajo riesgo de calentamiento, migración e imágenes fantasma.

INDICACIONES DE USO
El Sistema CarboJet® está indicado para la extracción de restos de líquidos y partículas de las superficies de huesos, para la preparación del sitio en cirugía ortopédica. Las superficies irrigadas y esculpidas pueden optimizarse para recibir cemento óseo aplicado para procedimientos de fijación. Se recomienda la limpieza con CarboJet inmediatamente antes de la aplicación del cemento óseo. El uso de tubos y boquillas desechables CarboJet están indicados para un solo uso. No intente volver a esterilizar y reusar el conjunto del tubo del CarboJet, ya que esto podría dañar el sistema de filtración y presentar un peligro significativo al paciente.

PROCEDIMIENTOS DE USO:

ANTES DE LA CIRUGÍA

- Se utilizan varios tipos de ajustes de seta con los cilindros / sistemas de suministro de CO₂. Es fundamental que se verifique que el regulador de presión apropiado con su cilindro CarboJet esté conectado con el ajuste de suministro de CO₂. Ofrece una variedad de tipos de reguladores de presión para cada tipo de sistema de suministro. Por favor consulte con el Servicio de atención al cliente o con su representante de ventas de KINAMED si necesita asistencia para la instalación del regulador a la fuente de CO₂.
- Debe instalar el regulador de presión de CarboJet en buses de gas, succión, polvo, aceite o grasa. Retire el polvo y la suciedad del regulador de presión para evitar que el regulador se atasque.
- La etiqueta de garantía que está adherida a los reguladores de presión muestra la fecha de reemplazo recomendada. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Kinamed cuando el regulador de presión esté cerca de alcanzar o alcance el final de su período de garantía para hablar sobre opciones de reemplazo.
- Si el cilindro de CO₂ no tiene el diámetro apropiado de modo que no se pueda inclinar o caer. CON CUIDADO abra apretando la válvula del cilindro y solo por un instante. Luego clíave la válvula rápidamente para soplar hacia afuera cualquier sustancia extra que se encuentre en el centro de la válvula.
- Instale el regulador de presión en el cilindro de CO₂, asegurándose de que esté firmemente instalado. Algunos reguladores vienen equipados con la arandela adecuada. Asegúrese de que cualquier arandela necesaria esté en su lugar antes de realizar la conexión a la fuente de CO₂. Abra con cuidado la válvula del cilindro y compruebe si hay fugas audibles. Un tanque de gas CO₂ comprime el manómetro del regulador para medir la presión del tanque. Los reguladores CarboJet proporcionan funciones de medición, que se resumen en la tabla a continuación:

Número de pieza	Descripción	Medición	Grado de precisión
25-200-0100	Regulador de presión de CO ₂ con conector CGA 320	Presión del tanque de CO ₂ en litros por pulgada cuadrada (psi) o kilopascales (kPa)	±50 psi o ±345 kPa
25-200-0101			