






www.Kinamed.com/eifu



Kinamed Incorporated
820 Flynn Road,
Camarillo, CA 93012 USA
Tfn: (800) 827-5775, Fax: (805) 384-2792
www.Kinamed.com





MediMark® Europe Sarl.
11 rue Emile Zola
38100 Grenoble, Frankrike



Svenska
Kinamed®
SuperCable® Iso-Elastic™ cerklagesystem
Bruksanvisning

 eller  2797

CE-märkningen är endast giltig om den är tryckt på produktetiketten.

CE-märkning anmält organ-nummer identifierar egencertifierade enheter av klass I som inte kräver bedömning av överensstämmelse av ett anmält organ. **Se produktetiketten för specifik märkning som är tillämplig på enheten.

INFORMATION SOM RÖR ANVÄNDNING AV SUPERCABLE® ISO-ELASTIC™ CERKLAGESYSTEM skyddas av amerikanska patent 6,589,246, 7,207,090, 8,469,967, 9,107,720. Japanska patent 4,829,236, 5,938,095. EU-patent 1,389,940, 1,781,961, 2,432,401, 3,013,268. Turkiska patent TR201309922T4, TR201405440T4, samt andra amerikanska och internationella patentansökningar. www.Kinamed.com/patents

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR: Denna broschyr är en allmän operativ vägledning för implantation av SuperCable® Iso-Elastic™ cerklagesystem med polymertråd. Kinamed SuperCable® Iso-Elastic™ cerklagesystem består av en flätad cerklagetråd och fast metallklämma. Tråden är flexibel och inkluderar hög utmattnings- och draghållfasthet. Tråden är gjord av biokompatibla material och består av UHMWPE-trådar som flätats över en kärna i nylon. Metallklämmans komponenter är gjorda av titanlegering enligt ISO 5832-3, ASTM F136 eller ASTM F2885 (varje förpackningsetikett anger standarden för det material som använts för den medföljande klämman). SuperCable-systemet innehåller inga läkemedelsämnen, inklusive derivat från mänskligt blod eller mänsklig plasma, vävnad eller blodprodukter, vävnad eller celler eller derivat av dessa, av mänskligt ursprung, inte heller vävnad eller celler av animaliskt ursprung eller derivat därav. De allmänna principerna för patienturval och sunt kirurgiskt omdöme gäller för cerklageförfarandet.

 Detta dokument anger de rekommenderade förfarandena för användning av enheter och instrument från Kinamed. Det ger vägledning, men i likhet med all teknisk vägledning, måste varje kirurg överväga de särskilda behoven hos varje patient och göra de lämpliga justeringar som är nödvändiga.

En sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP) finns tillgänglig i den europeiska databasen för medicintekniska produkter (Eudamed), vilken kan nås genom att söka efter grundläggande UDI-DI (till exempel 081872001sccableRY) eller namnet "SuperCable Iso-Elastic Cerclage System" på https://ec.europa.eu/tools/eudamed

FÖRPACKNING och MÄRKNING: Se produktetiketten för information om specifika produkter som det hänvisas till i detta dokument. Engångsprodukter ska endast accepteras om de mottas av sjukhuset eller kirurgen med intakt fabriksförpackning och etikett.

SYMBOLFÖRKLARINGAR	
	Medicinteknisk produkt
	Enligt federal lag får den här produkten endast säljas av eller på beställning av en läkare.
	Implantat steriliserade med etylenoxid.
	Engångsinstrument steriliserade med strålning.
	Får inte omsteriliseras
	Får inte användas om förpackningen är skadad, läs bruksanvisningen.
	Får inte återanvändas. Enheter markerade som engångsprodukter är avsedda för engångsbruk, för en enda patient, eftersom de kanske inte fungerar som avsett om de återanvänds. Återanvändning kan leda till produktfel eller att produkten inte fungerar som avsett.
	MR-villkorad
	Katalognummer
	Satsnummer
	Försiktighet
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Används före
	Unik produktidentifierare
	Läs bruksanvisningen eller läs den elektroniska bruksanvisningen.

SÄKERHETSINFORMATION OM MR

 **MR-villkorad**
SuperCable cerklageimplantat är tillverkade av titanlegering (Ti-6Al-4V) och anses MR-villkorade. Titanlegering är paramagnetisk baserat på vetenskaplig litteratur och icke-klinisk testning och påverkar sannolikt inte patientsäkerheten. Vetenskaplig litteratur visar att för enheter tillverkade av Ti-6Al-4V är den magnetiskt inducerade kraften mindre än enhetens vikt och det magnetiskt inducerade vridmomentet mindre än vridmomentet som genereras av gravitationen i MR-system om 1,5 och 3,0 Tesla. SuperCable cerklageimplantat är passiva och skapar inga ledande eller induktiva slingor, därför förväntas ingen RF-uppvärmning som överskrider tröskelvärdena även utan hänsyn tagen till kylningseffekten av omgivande vävnad och blodflöde. Förekomsten av SuperCable cerklageimplantat kan skapa en bildartefakt och bildtagningsprotokollet kan behöva ändras efter behov för att kompensera för MR-bildartefakten.

KLINISKA FÖRDELAR: Den avsedda kliniska fördelen med den aktuella enheten är att uppnå benläkning efter fraktur eller osteotomi. Denna fördel är av betydelse för patienter eftersom benintegritet och -stabilitet positivt påverkar den muskuloskeletala funktionen (omvänt påverkar bristande läkning eller benstabilitet funktionen negativt).

AVSETT SYFTE: Reparation av frakturer i långa ben, återanslutning av trochanter major och andra ortopediska reparationer för vilka cerklagetråd är indicerad. Systemet uppnår det avsedda syftet genom att lindas runt benstrukturen som kräver fixering samt genom applicering av tryckkraft som främjar stabilitet, vilket möjliggör för benet att läka.

INDIKATIONER: (1) Reparera frakturer i långa ben till följd av trauma eller rekonstruktion, (2) återanslutning av trochanter major vid total artroplastik i höft, artroplastik i höft med ytersättning eller andra förfaranden som involverar trochanterosteotomi, (3) sternotomiförslutning.

Inom syftet för dessa enheter avser "långt ben" femur, tibia, fibula, humerus, radius, ulna och clavicula , och "reparation till följd av trauma eller rekonstruktion" avser ett kirurgiskt ingrepp för att stabilisera ett ben som brutits på grund av fysiskt trauma eller för att stabilisera ett ben som resekerats eller osteotomerats under ett rekonstruktivt artroplastikförfarande.

KONTRAIKATIONER: (1) Aktiv eller misstänkt infektion, antingen systemisk eller lokal, i eller runt implantatstället, (2) patienttillstånd, psykiska eller neurologiska, som skulle kunna inverka på patientens förmåga att följa läkarens instruktioner under den postoperativa läkningsfasen, (3) skelettomogna patienter, (4) komprometterad vaskularitet som skulle kunna hämma adekvat blodtillförsel till fraktur- eller operationstället, (5) otillräcklig benkvalitet eller -kvantitet som skulle kunna hindra stel fixering av enheten, (6) sjukdom som påverkar stöd och fixering av protesen, (7) avlägsna infektionshårdar, såsom urogenitala, pulmonella, kutana eller andra ställen som kan sprida sig till implantationstället. Infektionshårdar ska behandlas före, under och efter implantation. Det finns inga ytterligare fastställda användningsrestriktioner eller begränsningar utöver kontraindikationerna som anges ovan.

AVSEDDA ANVÄNDARE: Ortopediska samt hjärt- och thoraxkirurger (har avlagt läkarexamen och har genomfört minst specialistutbildning inom ortopedisk kirurgi eller hjärt- och thoraxkirurgi).

ENHETENS LIVSLÄNGD: SuperCable-implantatet måste klara belastningen det utsätts för innan benet har läkt. Riskerna kopplade till borttagning av SuperCable-implantatet kan vara höga. Därför kan SuperCable-implantatet sitta kvar på plats under hela patientens liv.

STERILITET: Implantatet (tråd och klämma) levereras sterilt som en engångsprodukt och är steriliserat med etylenoxid. Förpackningen ska undersökas före användning för att upptäcka eventuella skador på den sterila barriären. Om den sterila produktens förpackning är skadad eller oavsiktligt har öppnats innan användning ska produkten och förpackningen inte användas. Produkten ska då kasseras. Tråden innehåller polyetylen och nylonpolymerer.

Autoklavera eller omsterilisera inte trådimplantat.

De återanvändningsbara SuperCable-instrumenten levereras icke-sterila och är avsedda att ångsteriliseras av slutanvändaren före användning. Inspektera instrumenten för att se till att de är torra före sterilisering.

Användningsplats	Metod	Cykeltyp	Steriliserings-temperatur	Exponeringstid ²	Torktid
I USA	Ångautoklav dubbelförpackad ¹	Pre-vakuum	minst 132 °C (270 °F)	minst 4 minuter	minst 60 minuter
Utanför USA	Ångautoklav dubbelförpackad ¹	Pre-vakuum	minst 134 °C (273 °F)	minst 3 minuter	minst 60 minuter

¹Validerad med KimGuard® KC600. (Validerad enligt följande standarder: ISO 17665-1:2006 och ANSI/AAMI ST79-2010)

²Denna tid avser endast exponeringstiden och motsvarar inte den totala cykeltiden.

De återanvändningsbara instrumenten ska inspekteras visuellt beträffande slitage, både regelbundet och före varje kirurgisk användning. Visuell inspektion ska utföras för att leta efter brister eller försämringar (såsom korrosion, gropbildning, betydande missfärgning, sprickbildning, brister, deformation osv.). För återanvändningsbara instrument som visar tecken på försämring ska användaren först kontakta Kinamed (eller, för användare utanför USA, den auktoriserade Kinamed-distributören) för att fastställa om reparation är möjlig. Om Kinamed beslutar att reparation är möjlig ska användaren noggrant rengöra det försämrade återanvändningsbara instrumentet innan det returneras för reparation. Om Kinamed beslutar att reparation inte är möjlig ska det försämrade återanvändningsbara instrumentet kasseras enligt sjukhusets standardförfarande för liknande typer av kirurgiska instrument. Observera att det är normalt och förväntat att ytor på anodiserade instrument uppvisar lätt missfärgning efter upprepade rengörings- och steriliseringscykler. Sådan missfärgning är inte bevis på försämring.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Patienten måste informeras om ingreppets kort- och långsiktiga begränsningar och behovet av att skydda implantatet från full viktbelastning tills adekvat fixering och läkning ägt rum. Överdriven aktivitet och trauma som påverkar återståndet och/eller fixeringen har varit bidragande faktorer när detta förfarande misslyckats till följd av lossning,

fraktur och/eller implantatslitage. Lossning av komponenterna kan leda till ökad produktion av slitagepartiklar, samt skador på benet, vilket försvårar framgångsrik revisionskirurgi. Patienten bör varnas av kirurgen, enligt patientens individuella tillstånd, med information om att begränsa vissa aktiviteter för att skydda benet från orimliga påfrestningar. Patienten ska uppmnas att följa kirurgens anvisningar med avseende på uppföljningsvård och efterbehandling. Patienten ska varnas om de kirurgiska riskerna och informeras om möjliga biverkningar. Patienten bör varnas om att enheten inte kan och inte kommer att motsvara den flexibilitet, styrka, tillförlitlighet eller hållbarhet som normalt friskt ben erbjuder, att implantatet kan gå sönder eller skadas, i synnerhet till följd av ansträngande aktivitet eller trauma. Övergående bakteriemi kan uppstå i vardagslivet. Tandmanipulation, endoskopisk undersökning och andra mindre kirurgiska ingrepp har kopplats till övergående bakteriemi. För att förebygga infektion vid implantatstället rekommenderas att använda antibiotikaprofylax före och efter sådana ingrepp. Ett implantat ska aldrig återanvändas. Även om ett implantat kan verka oskadat kan påfrestningar från föregående hantering och användning ha skapat brister som kan minska implantatets livslängd. Överspänning kan eventuellt leda till att tråden skär in i benet. Överspänning kan leda till otillräcklig fixering och ökad utmattningsbelastning. Felaktigt installerade trådklämmor kan leda till att tråden lossnar. Klämmans placering eller överdrivet långa tråddändar till följd av att tråden inte klippts av intill klämman kan leda till vävnadsirritation eller bursit. Korrekt hantering av alla implantat är obligatoriskt. Varje implantat ska inspekteras visuellt för eventuella brister innan kirurgisk användning. Skadade eller ändrade implantat kan leda till önskad belastningar och orsaka defekter, vilket kan leda till produktfel.

 **FÖRSIKTIGHET:** Tråd och läsklämma kan vid behov spännas om och låsas på nytt. Om en låst tråd måste avlägsnas från eller omplaceras på benet kan den skäras av och kasseras och en ny tråd appliceras på önskad plats. Alternativt kan trådspänningen lossas genom att lossa låskilen med avsedda instrument. Avsiktlig lossning av låskilen bör utföras högst en gång per tråd.

VARNINGAR: Felaktig placering, positionering och fixering av dessa enheter kan leda till ovanliga belastningsförhållanden som förkortar implantatets livslängd. Iaktta försiktighet vid användning av trådföraren och andra instrument för att undvika skador på neurovaskulära strukturer. Iaktta försiktighet vid positionering och åtdragning av cerklagetrådar för att undvika att neurovaskulära strukturer kläms eller fästs och orsakar betydande följdtilstånd. Kirurgen ska ha mycket god kännedom om det kirurgiska ingreppet, instrumentet och implantatets egenskaper innan operationen utförs. Regelbunden, långsiktig uppföljning rekommenderas för att övervaka implantatets position och skick, samt tillståndet hos angränsande ben. Patienter ska utvärderas angående känslighet mot metaller. Om det uppstår oklarheter kring patientens tolerans av titan ska lämplig testning utföras. Följande tillstånd, enskilda eller samtidiga, tenderar att utgöra allvarlig belastning på det berörda benet och innebär högre risk för misslyckande: obesitas, tungt arbete, aktivt idrottsdeltagande, allmänt hög aktivitetsnivå, sannolikhet för fall samt alkohol- eller drogmisbruk. Vissa legeringar som används för att skapa ortopediska implantat innehåller metallelement som kan vara carcinogena i vävnadskulturer eller intakta organismer under unika förhållanden. Frågor har väckts i den vetenskapliga litteraturen om huruvida dessa legeringar i sig kan vara carcinogena hos implantatmottagare. Studier som genomförts för att utvärdera denna fråga har inte identifierat övertygande evidens för detta fenomen, trots de miljontals implantat som används. Polyetylen slitage har rapporterats efter implantation av många enheter. Högre grad av slitage kan initieras av metallpartiklar eller andra lösa föremål som i sig kan orsaka nöting. Högre slitage kommer sannolikt att förkorta enhetens användningsbara livslängd och leda till tidigarelagd korrigerande kirurgi för att ersätta de slitna komponenterna. Fall där cerklagetråd gått av har rapporterats i litteraturen. Möjliga orsaker till att tråden gått av inkluderar, men är inte begränsade till, överspänning av tråden, nöting samt försening eller icke-läkning av frakturen, osteotomi eller fusionsplats. I många fall kan biverkningar ha klinisk koppling snarare än att vara kopplade till implantatet. Den kirurgiska och postoperativa hanteringen av patienten måste utföras med vederbörlig hänsyn till alla befintliga tillstånd som kan innebära ökad risk. Psykiska attityder eller personlighetsstörningar som leder till att patienten misslyckas att följa läkarens rekommendationer kan fördröja den postoperativa återhämtningen och förvärra biverkningar.

 **VARNING:** Vissa av SuperCable återanvändningsbara trådförarinstrument kan exponera dig för kemikalier, inklusive formaldehyd, som i Kalifornien är känt för att orsaka cancer. För mer information, besök www.P65Warnings.ca.gov.

POSTOPERATIVA FÖRFARANDEN: Sena postoperativa komplikationer kan inkludera: (1) Tidig eller sen lossning, slitage och förändring av en eller flera komponenters placering, (2) trochanteravulsion till följd av överdriven muskelspänning, tidig viktbelastning eller oavsiktlig intraoperativ försvagning, (3) icke-läkning av trochanter på grund av inadekvat återfästning och/eller tidig viktbelastning, (4) progressiv benresorption och osteolys. Patienten ska varnas om att se över sin aktivitetsnivå. Postoperativ behandling ska utformas för att förebygga överdriven belastning. Patienten ska skrivas ut från sjukhuset med fullständiga anvisningar och varningar (helst skriftliga) med avseende på övningar och behandlingar. Patienten ska uppmuntras att rapportera alla ovanliga förändringar till sin läkare.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL: Alla instrument som är avsedda att steriliseras av slutanvändaren ska vara fria från förpackningsmaterial och biologiska föroreningar innan sterilisering. Om sådana förekommer, lossa tillbehören från trådspännaren före rengöring. Rengöring, underhåll och mekanisk inspektion ska genomföras av sjukhuspersonal som utbildats inom allmänna procedurer för avlägsnande av föroreningar (om de inte redan är sterilt förpackade) och användning.

REKOMMENDERAD RENGÖRINGSPROCESS: (Validerad enligt ISO 17664-1 och ANSI/AAMI ST98)

Hantering före bearbetning: Avlägsna grov smuts genom att sänka ner instrumentet i kallt kranvatten omedelbart efter användning. Instrumenten ska rengöras inom 30 minuter efter användning för att minimera potentiella fläckar, skador eller att smutsen torkar.

Manuell rengöring:

- Förbered en rengöringslösning med ett enzymatiskt rengöringsmedel med neutralt pH (såsom Prolystica® högpresterande enzymatiskt rengöringsmedel för manuell rengöring) vid den koncentration och temperatur som anges av rengöringsmedlets tillverkare.
- Sänk ner hela instrumentet i enzymlösningen och låt ligga i blöt i 5 minuter.
- Använd en borste med mjuka nylonborst för att försiktigt skrubba enheten tills all synlig smuts har avlägsnats. Var extra noga med svårrengjorda områden. Inspektera instrumenten visuellt för att säkerställa att de är rena och upprepa den manuella blötläggningen och skrubbandet (steg 2–3) tills ingen synlig kontaminering längre förekommer.
- Ta ur instrumenten från enzymlösningen och skölj noga under renat (avjoniserat) vatten i minst 1 minut.
- Kanylerade ytor ska borstas och spolas noggrant och aggressivt med avjoniserad vattenstråle med utgångsänden nedsänkt i minst 1 minut. Vrid spänninstrumentets vred helt för att exponera resten av gångorna på ledarskruvén.
- Spola instrumentet igen med renat avjoniserat vatten för att skölja bort alla rester under minst 2 minuter.
- Inspektera varje enhet visuellt för återstående smuts och se till att de är torra. Upprepa rengöringsprocessen om smuts kvarstår.

VALFRI AUTOMATISK RENGÖRING:

- Placera instrumenten i en lämplig diskkorg och kör i en automatisk diskdesinfektor.

Motorhastighet: Hög			
Steg	Beskrivning	Minsta temperatur	Minimitid
1	Förtvätt	Kallt kranvatten	4 minuter
2	Tvätt med rengöringsmedel: enligt tillverkarens rekommenderade koncentration (såsom Prolystica® ultrakoncentrerat högpresterande enzymatiskt rengöringsmedel = 0,2–0,8 %)	56,0 °C	14 minuter
3	Sköljning	58,0 °C	1 minut
4	Termisk sköljning	93,0 °C	1 minut
5	Varmluftstorkning	HÖG	27 minuter
6	Total cykeltid	Ej tillämpligt	70 minuter

- Töm diskdesinfektorn när den är klar.
- Inspektera varje enhet visuellt för återstående smuts och se till att de är torra. Upprepa rengöringsprocessen om smuts kvarstår.

Återanvändningsbara instrument som inte är synbart rena efter flera försök att upprepa rengöringsprocessen kan kasseras av användaren enligt sjukhusets vanliga förfarande för kassering av liknande kirurgiska instrument. Observera att det är normalt och förväntat att ytor på anodiserade instrument uppvisar lätt missfärgning efter upprepade rengörings- och steriliseringscykler. Sådan missfärgning är inte bevis på försämring.

UNDERHÅLL AV INSTRUMENT: Underhåll och mekanisk inspektion ska utföras av utbildad sjukhuspersonal. Innan sterilisering i autoklav ska smörjmedel av medicinsk grad appliceras på spännarens gängor och låskilsmekanismen på spänninstrumentet. Säkerställ att smörjmedlet penetrerar hela mekanismen. Torka bort överflödigt smörjmedel som eventuellt ansamlats längst bak i instrumentet. Iaktta stor försiktighet vid smörjning av denna gänga för att förhindra att överflödigt smörjmedel ansamlas i trådhållarspären.

 **FÖRSIKTIGHET:** Iaktta stor försiktighet för att förhindra att överflödigt smörjmedel når trådhållarspären. Smörjmedel i trådhållarspären kan leda till att tråden glider under spänning.

 **SKÖTSEL OCH HANTERING:** Iaktta stor försiktighet vid hantering och förvaring av implantatkomponenterna. Tråd och klämma ska hanteras med försiktighet. Att vrida, böja, skära, nagga eller repa den flätade ytan kan minska implantatsystemets styrka, utmattningshållfasthet och/eller slitageegenskaper. Dessa faktorer kan i sin tur leda till intern belastning som inte är synlig, men som kan leda till att komponenten går sönder. Implantaten och instrumenten ska skyddas från korrosiva miljöer, såsom salthaltig luft osv. under förvaring. Temperatur- och luftfuktighetsbegränsningar gäller inte för enheter eftersom materialen, inklusive förpackningarna, inte påverkas av temperatur- eller luftfuktighetsintervaller kopplade till sjukhusmiljön. Endast instrument som designats för användning med systemet får användas för att säkerställa korrekt implantation. Se dokumentet "Vägledning för kirurgisk teknik" (B00110). SuperCable Iso-Elastic cerklagleinstrument inkluderar, men är inte begränsat till, SuperCable spännare, trådförare och autoklavlåda. Det är viktigt att gå igenom dessa hanteringsinstruktioner. Skadade instrument kan leda till felaktig trådspänning eller implantatpositionering och resultera i implantatfel. God kännedom om den kirurgiska tekniken är avgörande för att säkerställa korrekt funktion.

BIVERKNINGAR: I likhet med alla implantat kan asymptomatisk lokaliserad progressiv benresorption (osteolys) uppstå runt eller långt från proteskomponenterna som en följd av reaktioner mot främmande partiklar. Partiklar genereras till följd av interaktion mellan implantatkomponenter, samt mellan komponent och ben, främst genom slitagemekanismer från adhesion, nöting och utmattnig. Osteolys kan leda till framtida komplikationer som kräver avlägsnande och byte av proteskomponenter. Även om det är sällsynt har psykiska känslighetsreaktioner hos patienter rapporterats till följd av enhetsimplantation. Implantation av främmande material i vävnader kan leda till cellreaktioner med inblandning av lymfocyter, makrofager och fibroblaster. Tidig eller sen lossning, sprickbildning, fraktur eller deformation hos en eller flera komponenter. Detta tillskrivs ofta de faktorer som anges under "VARNINGAR". Lossning kan även uppstå på grund av bristfällig fixering eller felaktig positionering. Tidig eller sen infektion, vävnadsirritation eller smärta kan uppstå, vilket kan kräva avlägsnande av implantatet.

BORTSKAFFANDE: Explanterade eller smutsiga enheter ska placeras i lämpliga behållare för medicinskt riskavfall, t.ex. behållare för biologiskt riskavfall, och bortskaffas i enlighet med sjukhusets normala förfaranden och tillämpliga bestämmelser. Bortskaffande av enheter ska uppfylla lokala och miljömässiga krav och bestämmelser för kassering av avfall som kan vara kontaminerat med blod eller kroppsvätskor, med hänsyn till graden av kontaminering.

MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE OCH/ELLER PATIENTER: Om denna enhet används och en allvarlig incident uppstår under användningen av enheten eller som en följd av användningen av enheten ska händelsen rapporteras till Kinamed och/eller dess auktoriserade representant och till behörig myndighet i medlemsstaten där du befinner dig.